

# HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nhà sản xuất	<b>WELFORD Manufacturing (M) Sdn.Bhd</b>
Địa chỉ	Số 25 Jalan BRP 9/1B, Putra Industrial Park, 4700 Sungai Buloh, Selangor, Malaysia
Tên sản phẩm	<b>BỘ DÂY TRUYỀN DỊCH/ DÂY NỐI TRUYỀN DỊCH</b>
Nhãn hiệu	<b>WELCARE</b>
Xuất xứ	Malaysia
Tiệt trùng	Tiệt trùng bằng khí EO
Hạn sử dụng	5 năm
Chỉ định	Bộ dây truyền dịch (gồm Dây truyền dịch và Dây nối truyền dịch nối dài thêm cho dây truyền dịch) dùng để truyền dịch vào cơ thể bệnh nhân
Hướng dẫn sử dụng	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kiểm tra bao bì còn nguyên vẹn, không bị hư hại, để đảm bảo sản phẩm còn vô trùng</li><li>2. Đóng khoá kiểm soát dòng chảy (Khóa lặn/khóa chính giọt)</li><li>3. Tháo nắp bảo vệ đầu cắm và cắm đầu nhọn của dây truyền dịch vào chai (túi) dịch truyền</li><li>4. Treo cố định chai (túi) dịch truyền. Bơm dịch truyền vào 1/2 bầu nhỏ giọt bằng cách bóp nhẹ bầu nhỏ giọt rồi thả. Không được bơm vào đầy bầu</li><li>5. Tháo nắp bảo vệ cuối dây. Với dây truyền dịch có nút chặn, không khí sẽ đi qua nút chặn này.</li><li>6. Mở khoá khoá kiểm soát dòng chảy để cho dịch truyền chảy qua dây ra ngoài nhằm đuổi hết khí trong đường truyền sau đó đóng khoá kiểm soát dòng chảy</li><li>7. Kết nối dây truyền dịch với kim luồn. Thực hiện quá trình truyền dịch và điều chỉnh tốc độ truyền dịch mong muốn bằng khoá kiểm soát dòng chảy</li><li>8. Sử dụng công chữ Y nếu cần truyền bổ sung các loại thuốc khác, cần vệ sinh bề mặt trước khi sử dụng</li><li>9. Sử dụng thêm các dây nối truyền dịch nếu cần nối dài thêm cho dây truyền dịch</li><li>10. Sử dụng khoá dừng tức thì trong trường hợp khẩn cấp</li><li>11. Xử lý sản phẩm sau sử dụng theo quy định rác thải y tế</li></ol>
Chống chỉ định	<p>-Không sử dụng cho truyền máu</p> <p>-Không sử dụng cho bệnh nhân quá mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của nguyên liệu, bệnh nhân có chống chỉ định truyền dịch tĩnh mạch</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Bệnh nhân suy tim nặng</li><li>• Bệnh nhân tăng huyết áp.</li></ul>
Cảnh báo và thận trọng	<p>-Sản phẩm này chỉ sử dụng một lần, không tái khử trùng hoặc tái sử dụng. Tái sử dụng thiết bị dùng một lần duy nhất sẽ gây nguy cơ tiềm ẩn cho bệnh nhân hoặc người sử dụng. Việc này có thể dẫn đến nhiễm khuẩn và/hoặc hư hỏng chức năng hoạt động. Sự nhiễm khuẩn và/hoặc hạn chế chức năng của thiết bị có thể khiến bệnh nhân bị tổn thương, đau ốm hoặc tử vong.</p> <p>-Đóng nắp van lọc khí khi sử dụng túi dịch truyền tự xẹp. Khi sử dụng chai dịch truyền vật liệu cứng không tự xẹp, mở nắp van lọc khí trong quá trình sử dụng. Đóng nắp van lọc khí trong giai đoạn tạm ngừng truyền dịch.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Chỉ được sử dụng bởi nhân viên y tế đã được đào tạo chuyên môn</li><li>- Chỉ sử dụng nếu bao bì nguyên vẹn và còn thời hạn sử dụng</li><li>- Sử dụng sản phẩm ngay sau khi mở</li><li>- Bảo quản nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp</li></ul>
Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	<p>Chưa có biến chứng nào được phát hiện khi được sử dụng đúng cách.</p> <p>Nếu được sử dụng bởi người không được đào tạo chuyên môn có thể dẫn tới:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-Sốc phản vệ do tốc độ truyền quá nhanh hoặc do phản ứng thuốc</li><li>-Việc lạm dụng truyền dịch khi chưa thực sự cần thiết còn đưa đến những nguy hiểm khôn lường như nhiễm trùng máu, phù toàn thân, tràn dịch màng bụng, phù phổi, suy hô hấp, suy tim (nhất là với người vốn có bệnh tim mạch).</li></ul>