

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

Nhà sản xuất	Welford Manufacturing (M) Sdn.Bhd
Địa chỉ nhà SX	Số 25 Jalan BRP 9/1B, Putra Industrial Park, 4700 Sungai Buloh, Selangor, Malaysia
Tên sản phẩm	TÚI ĐỰNG NƯỚC TIỂU
Nhãn hiệu	I-CARE
Xuất xứ	Malaysia
Tiệt trùng	Tiệt trùng bằng khí EO
Hạn sử dụng	5 năm
Chỉ định	Sử dụng để chứa nước tiểu từ bệnh nhân
Hướng dẫn sử dụng	<ol style="list-style-type: none">1.Mở bao bì và lấy túi đựng nước tiểu ra2.Kết nối túi nước tiểu với ống thông đường tiểu2.Thu thập nước thoát bên trong túi3.Van xả chữ T thuận tiện trong việc thoát nước mà không làm bẩn tay
Chống chỉ định	Chỉ sử dụng chứa nước tiểu từ bệnh nhân, không sử dụng cho mục đích khác
Cảnh báo và thận trọng	<ul style="list-style-type: none">- Chỉ sử dụng nếu bao bì còn nguyên vẹn và sản phẩm chưa quá hạn sử dụng.- Sản phẩm này chỉ nên được sử dụng bởi nhân viên y tế có trình độ và được đào tạo.- Sử dụng sản phẩm ngay sau khi mở từng vỉ đóng gói.- Sản phẩm này chỉ sử dụng một lần và không được tái sử dụng hoặc tái khử trùng- Bảo quản nơi khô, thoáng, tránh ánh sáng trực tiếp
Tác dụng bất lợi có thể xảy ra	Chưa có biến chứng nào được phát hiện khi được sử dụng đúng cách.